


Clôppe

Gebrauchsanleitung



Mein Verwendungszweck

Ich, Clôppe, bin nur zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal für medizinische Diagnosen vorgesehen. Ich bin ein Diagnostik-instrument zur **Perkussion** (ärztliches Abklopfen) und zum Auslösen von **Reflexen**. Und ja, ich bin wiederverwendbar.

Ungeeignete Anwendung

Wenn du mich anders anwendest, als in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben, entspricht das nicht meiner Bestimmung. Mein Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Anwendung resultieren. Das Risiko trägst in diesem Fall allein du, der Anwender. Also sei vorsichtig!

Bedienung

Du klopfst mit mir aus dem Handgelenk locker schwingend mit einem der beiden Hammerköpfe auf die entsprechende **Sehne** oder das **Periost**, in das die Sehne einstrahlt. Bitte schlag dosiert und nicht zu fest zu. Das bewirkt eine reflektorische **Kontraktion**, d.h. ein Zusammenziehen des betreffenden **Muskels**. Ich habe aber noch eine zweite Funktion. Wie du siehst, laufe ich unten am Griff spitz zu. Mit dieser Spitze kannst du den **Babinski-Reflex** an der Fußsohle überprüfen.


Sicherheitshinweis

Wegen verschluckbarer Kleinteile (Gummipuffer) solltest du mich nicht in die Hände von Kindern unter 3 Jahren geben! Glaub mir, Kleinkinder lieben es, meine attraktiven Gummiteile abzuknabbeln.

Materialien

Ich habe so eine schöne Form, weil ich komplett aus Aluminium bestehe. In meiner Mitte habe ich einen NFC-Chip versteckt, der durch eine Plastikkapsel verdeckt wird. Meine Gummiköpfe bestehen aus Silikon.

Entfernen/Tauschen der Gummipuffer



Meine Gummipuffer halten durch eine Schraubverbindung. Wenn du sie entfernen möchtest, drehe sie gegen den Uhrzeigersinn und ziehe sie vorsichtig heraus. Wenn du die Köpfe aufschrauben oder fester drehen möchtest, drehe sie mit Druck im Uhrzeigersinn. Bitte mach das mit viel Gefühl, damit die Puffer nicht abbrechen.

Reinigung, Desinfektion und Lagerung

Manuelle Reinigung

Bitte reinige mich regelmäßig. Das ist ganz einfach:

Entferne meine Gummipuffer wie vorher beschrieben und wische alle meine Einzelteile gründlich mit einem angefeuchteten Tuch ab. Mein Hersteller empfiehlt Reinigungstücher mit 70%igem **Isopropylalkohol** oder Seifenwasser. Bitte setz mich erst nach vollständiger Trocknung wieder zusammen.

Wenn du andere Reinigungs- und Desinfektionsmittel anwendest, teste bitte erst deren Materialverträglichkeit. Es könnte sonst sein, dass mein angenehmes Äußeres Schaden nimmt.

Häufiges Wiederaufbereiten macht mir kaum etwas aus. Ich mag es, sauber zu sein.

Sterilisation

Du kannst mich NICHT sterilisieren. Ich gehe dann kaputt und nehme wahrscheinlich ein trauriges Ende.

Lagerung

Ich bin ein anspruchsloser Typ. Lagere mich einfach trocken und bei Zimmertemperatur. Ich habe auch nichts gegen kühle Räume. Nur zu starke UV-Einwirkung und Hitze mag ich nicht, da dies zum Ausbleichen, Verspröden oder Verhärten meines Materials führen kann.

Wartung und Gewährleistung

Sollten meine Gummipuffer beschädigt sein, kannst du sie ersetzen.

Wenn du mich bestimmungsgemäß benutzt und diese Gebrauchsanleitung beachtest, beträgt die Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler zwei Jahre, beginnend mit dem Verkaufsdatum. Offenbarer Missbrauch und zufällige Beschädigungen sind davon ausgeschlossen. Also benutz mich bitte nicht, um Nägel in die Wand zu schlagen.

Kontrolle und Funktionsprüfung

Bitte überprüfe vor dem Gebrauch, ob meine beweglichen Teile (Gummipuffer) fest sitzen. Auch eine Sichtprüfung auf Beschädigungen und Verschleiß ist sinnvoll.

Entsorgung

Entsorge mich bitte nur gemäß den lokalen/regionalen/internationalen Richtlinien.

Hinweis an den Anwender und/oder Patienten

Alle schwerwiegenden Vorfälle, die im Zusammenhang mit mir stehen, sind an DocCheck Steam GmbH unter qm@docchecksteam.com und an die zuständige Behörde des Mitgliedstaats zu melden.

Hersteller

DocCheck Steam GmbH
Vogelsanger Str. 66, 50823 Köln, Deutschland
doccheckshop.de/mehr/doccheck-things/

Symbolerklärung



Medizinprodukt



CE-Kennzeichen



Herstellerdaten (Adresse)



Produktionsdatum



Artikelnummer



Charge



Kein Latex/Naturkautschuk enthalten




NFC-Chip



Mein Held
doccheck.com

Clôppe

User Manual



My purpose

I, Clôppe, am only intended to be used by healthcare professionals for medical diagnosis.

I am a diagnostic instrument for percussion (medical tapping) and for triggering reflexes.

And yes, I am reusable.

Unsuitable usage

If you use me differently than described in these instructions, in a way that does not correspond to my purpose, my manufacturer is not liable for damage(s) resulting from this improper use. In this case, you, the user, bear the risk. So be careful!

Usage

You strike me from the wrist, swinging loosely, with one of the two hammer heads on the corresponding tendon or the periosteum into which the tendon radiates.

Please strike carefully and not too hard. This causes a reflex contraction, i.e. a contraction of the relevant muscle. But, I have a second role too! As you can see, I taper at the bottom of the handle.

With this tip you can check the Babinski reflex on the sole of the foot.


Important safety advice

Because of my small parts that can be swallowed (rubber heads), you should not put me in the hands of children under 3 years of age! Believe me, toddlers love to nibble off my attractive rubber parts.

Materials

I have such a beautiful shape because I'm completely made of aluminium. I have a small NFC chip hidden in my body, which is covered by a plastic capsule. My rubber heads are made of silicone.

Removing or replacing the hammer heads



My rubber heads are held in place by a screw connection. If you want to remove them, turn them counter-clockwise and pull them out gently. If you want to unscrew the heads or tighten them, turn them clockwise with pressure. Please do this with a lot of feeling so that the heads do not break off.

Cleaning, disinfection and storage

Manual cleaning

Please ensure to clean me regularly. It really is quite easy:

Remove my rubber heads as described above and thoroughly and wipe all my individual parts with a damp cloth. My manufacturer recommends cleaning wipes with 70% isopropyl alcohol or soapy water. Please do not put me back together until I am fully dry.

If you use other cleaning agents or disinfectants, please test if they are compatible first otherwise you could damage my pleasant appearance.

Frequent cleaning has little effect on me, and I love to be clean!

Sterilisation

You CANNOT sterilise me. I will break, which would be sad for us both.

Storage

I am an unpretentious guy. Just store me dry and at room temperature. But I also have nothing against cool rooms. I don't like excessive UV exposure and heat, which can lead to my material becoming bleached, brittle or hardened.

Maintenance and warranty

If parts of mine are damaged, you can sort them out or replace them (rubber heads).

If you use me as intended and follow these instructions for use, the warranty on manufacturing and material defects is two years, starting with the date of sale. Obvious misuse and accidental damage are excluded. So please don't use me to drive nails into the wall.

Control and functional tests

Please check before use that my removable parts (rubber heads) are firmly seated. A visual inspection for damage and wear is also useful.

Disposal

Please only dispose of me in accordance with local/regional/international guidelines.

Note to the user and/or patient

All serious incidents associated with me must be reported to DocCheck Steam GmbH at qm@docchecksteam.com and to the competent authority of the Member State.

Manufacturer

DocCheck Steam GmbH
Vogelsanger Str. 66, 50823 Cologne, Germany
doccheckshop.eu/more/doccheck-things/

Explanation of symbols



Medical device



CE mark



Manufacturer data (address)



Production date



Article number



Batch



No latex / natural rubber content




NFC-chip



My hero
doccheck.com

Clôppe

Manuel de l'utilisateur



Mon objectif

Moi, Clôppe, ne suis destiné qu'à être utilisé par les professionnels de santé pour le diagnostic médical. Je suis un instrument de diagnostic pour la percussion (tapotement médical) et pour le déclenchement des réflexes. Et Oui, je suis réutilisable.

Utilisation inappropriée

Si vous m'utilisez différemment de ce qui est décrit dans ces instructions, d'une manière qui ne correspond pas à mon objectif, mon fabricant n'est pas responsable des dommages résultant de cette mauvaise utilisation. Dans ce cas, vous, l'utilisateur, en supportez le risque. Alors, faites attention !

Utilisation

Vous me frappez du poignet, en vous balançant lâchement, avec l'une des deux têtes de marteau sur le tendon correspondant ou le périoste dans lequel irradie le tendon.

Veillez frapper prudemment et pas trop fort. Cela provoque une contraction réflexe, c'est-à-dire une contraction du muscle concerné. Mais j'ai aussi un deuxième rôle! Comme vous pouvez le voir, je me rétrécis en bas de la poignée.

Avec cette astuce, vous pouvez vérifier le réflexe Babinski sur la plante du pied.


Conseils de sécurité importants

A cause de mes petites pièces qui peuvent être avalées (têtes en caoutchouc), il ne faut pas me mettre entre les mains d'enfants de moins de 3 ans ! Croyez-moi, les tout-petits adorent grignoter mes jolies têtes en caoutchouc.

Matériaux

Si j'ai une si belle forme, c'est parce que je suis entièrement en aluminium. En mon centre, j'ai caché une puce NFC, qui est dissimulée par une capsule en plastique. Mes têtes en caoutchouc sont en silicone.

Retrait ou remplacement des têtes de marteau



Mes têtes en caoutchouc tiennent grâce à un assemblage par vis. Si tu veux les enlever, tourne-les dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retire-les doucement. Si tu veux dévisser les têtes ou les tourner plus fermement, tourne-les dans le sens des aiguilles d'une montre en exerçant une pression. S'il te plaît, fais-le avec beaucoup de sensibilité pour que les têtes ne se cassent pas.

Nettoyage, désinfection et stockage

Nettoyage manuel

S'il te plaît, nettoie-moi régulièrement. C'est très simple :

Retirez mes têtes en caoutchouc comme décrit précédemment et essuyez soigneusement toutes mes pièces avec un chiffon humidifié. Mon fabricant recommande des lingettes nettoyantes avec de l'alcool isopropylique à 70% ou de l'eau savonneuse. Veuillez ne

pas me réassembler avant que je sois complètement sec.

Si vous utilisez d'autres agents de nettoyage ou désinfectants, veuillez d'abord vérifier s'ils sont compatibles, sinon vous pourriez endommager ma jolie apparence.

Un nettoyage fréquent a peu d'effet sur moi et j'aime être propre !

Stérilisation

Vous NE POUVEZ PAS me stériliser. Je vais me casser, ce qui serait triste pour nous deux.

Stockage

Je suis un gars sans prétention. A conserver au sec, à température ambiante. Mais je n'ai rien contre les chambres froides. Je n'aime pas une exposition excessive aux UV et à la chaleur, ce qui peut entraîner le blanchiment, la fragilité ou le durcissement de mon matériau.

Maintenance et garantie

Si certaines de mes pièces sont endommagées, vous pouvez les trier ou les remplacer (têtes en caoutchouc).

Si vous m'utilisez comme prévu et suivez ces instructions d'utilisation, la garantie sur les défauts de fabrication et de matériel est de deux ans, à compter de la date de vente. Une mauvaise utilisation évidente et des dommages accidentels sont exclus. Alors s'il vous plaît, ne m'utilisez pas pour enfoncer des clous dans le mur.

Contrôle et tests fonctionnels

Veuillez vérifier avant utilisation que mes pièces amovibles (têtes en caoutchouc) sont bien en place. Une inspection visuelle des dommages et de l'usure est également utile.

Élimination

Veillez vous débarrasser de moi uniquement conformément aux directives locales / régionales / internationales.

Indication pour l'utilisateur et/ou le patient

Tout incident grave me concernant doit être signalé à DocCheck Steam GmbH à l'adresse qm@docchecksteam.com ainsi qu'à l'autorité compétente de l'État membre.

Fabricant

DocCheck Steam GmbH
Vogelsanger Str. 66, 50823 Cologne, Allemagne
doccheckshop.fr/divers/doccheck-things/
doccheckshop.ch/chf/divers/doccheck-things/
doccheckshop.be/bef/divers/doccheck-things/

Explication des symboles



Produit médical



Marque CE



Données du fabricant (adresse)



Date de production



Numéro d'article



Lot



Aucune teneur en latex / caoutchouc naturel




Puce CCP



Mon héros
doccheck.com

Clôppe

Manual de usuario



Mi propósito

Soy Clôppe y estoy destinado únicamente a ser utilizado por profesionales de la salud para el diagnóstico médico. Soy un instrumento de diagnóstico por percusión («tapping») y de activación de reflejos. Y sí, soy reutilizable.

Uso inadecuado

Si me usas de forma diferente a la descrita en estas instrucciones, de un modo distinto a mi propósito, mi fabricante no se hace responsable de los daños resultantes de este uso inadecuado. En este caso, tú, el usuario, asumes el riesgo. ¡Así que ten cuidado!

Uso

Me golpeas desde la muñeca, balanceándome libremente, con una de las dos cabezas del martillo colocada en el tendón correspondiente o en el periostio en el que irradia el tendón.

Golpea con cuidado y no demasiado fuerte. Esto provoca una contracción refleja, es decir, una contracción del músculo relevante. ¡Pero también sirvo para algo más! Como puedes ver, me estrecho en la parte inferior del mango.

Con este truco podrás comprobar el reflejo de Babinski en la planta del pie.


Consejos de seguridad importantes

Debido a mis partes pequeñas que se pueden tragar (cabezales de goma), no debes ponerme en manos de niños menores de 3 años. Creeme, a los niños pequeños les encanta mordisquear mis bonitos cabezales de goma.

Materiales

Tengo una forma tan bonita porque estoy completamente hecha de aluminio. He escondido un chip NFC en mi centro, que está cubierto por una cápsula de plástico. Mis cabezas de goma son de silicona.

Extracción o sustitución de los cabezales del martillo



Mis topes de goma se mantienen en su lugar por una conexión de tornillo. Si quieres quitarlos, gíralos en sentido contrario a las agujas del reloj y sácalos con cuidado. Si quiere desenroscar los cabezales o apretarlos, gírelos en el sentido de las agujas del reloj haciendo presión. Por favor, hazlo con mucho tacto para que los topes no se rompan.

Limpieza, desinfección y almacenamiento

Limpieza manual

Por favor, límpiame regularmente. Es bastante fácil:

Quítame los cabezales de goma como se ha descrito anteriormente y límpiame a fondo todas las partes con un paño húmedo. Mi fabricante recomienda toallitas con alcohol isopropílico al 70% o agua jabonosa. No me vuelvas a recomponer hasta que esté completamente seco.

Si utilizas otros agentes de limpieza o desinfectantes, comprueba primero si son compatibles, ya que de lo contrario podrías dañar mi buen aspecto.

La limpieza frecuente me afecta poco, ¡y me encanta estar limpio!

Esterilización

NO puedes esterilizarme. Me rompería, y eso sería una muy mala noticia.

Almacenamiento

No soy nada pretencioso. Basta con que me almacenes a temperatura ambiente. Es cierto que tampoco tengo nada en contra de las habitaciones frescas. No me gusta la exposición excesiva a los rayos UV ni al calor, que pueden hacer que mi material se blanquee, se vuelva quebradizo o se endurezca.

Mantenimiento y garantía

Si algunas de mis partes están dañadas, puedes arreglarlas o reemplazarlas (cabezales de goma).

Si me utilizas como es debido y sigues estas instrucciones de uso, la garantía por defectos de fabricación y materiales es de dos años, a partir de la fecha de venta. Se excluyen el mal uso obvio y los daños accidentales. Así que, por favor, no me utilices para clavar clavos en la pared.

Pruebas de control y funcionales

Antes de usarme, comprueba que mis piezas extraíbles (cabezales de goma) estén bien fijadas. También es útil una inspección visual para detectar daños y desgaste.

Eliminación

Deséchame únicamente siguiendo las directrices locales/regionales/internacionales.

Aviso para los usuarios y/o los pacientes

Todos los incidentes graves relacionados conmigo deben notificarse a DocCheck Steam GmbH en qm@docchecksteam.com y a la autoridad competente del Estado miembro.

Fabricante

DocCheck Steam GmbH
Vogelsanger Str. 66, 50823 Colonia, Alemania
doccheckshop.eu/more/doccheck-things/

Explicación de símbolos



Producto médico



Marca CE



Datos del fabricante (dirección)



Fecha de producción



Número de artículo



Lote



Sin contenido de látex/caucho natural




Chip NFC



Mi héroe
doccheck.com

Clôppe

Manuale d'uso



Il mio scopo

Sono Clôppe: sono destinato ad essere utilizzato da operatori sanitari esclusivamente per diagnosi mediche. Sono uno strumento diagnostico per la percussione (tapping medico) e per l'attivazione dei riflessi. E sì, sono riutilizzabile.

Utilizzo improprio

Se mi utilizzi diversamente da quanto descritto nelle presenti istruzioni, in un modo che non corrisponde al mio scopo, il mio produttore non è responsabile dei danni risultanti da tale uso improprio. In questo caso, tu, l'utente, corri il rischio. Perciò, presta attenzione!

Utilizzo

Mi colpisci dal polso, dondolando liberamente, con una delle due teste a martello sul tendine corrispondente o sul periostio in cui il tendine si irradia.

Colpisci con cautela e non troppo forte. Ciò provoca una contrazione riflessa, cioè una contrazione del muscolo in questione. Svolto però anche un secondo ruolo! Come puoi vedere, mi assottiglio nella parte inferiore del manico.

Con questa punta puoi controllare il riflesso di Babinski sulla pianta del piede.


Importanti consigli per la sicurezza

A causa dei miei componenti di piccole dimensioni che possono essere inghiottiti (teste di gomma), è opportuno tenermi lontano dalla portata di bambini di età inferiore ai 3 anni! Credimi, i bambini adorano mordicchiare le mie attraenti teste di gomma.

Materiali

Ho una forma così bella perché sono completamente in alluminio. C'è un piccolo chip NFC nel mio corpo che è coperto da una capsula di plastica. Le mie teste di gomma sono fatte di silicone.

Rimozione o sostituzione delle teste a martello



I miei tamponi di gomma sono tenuti in posizione da un collegamento a vite. Se volete rimuoverli, girateli in senso antiorario ed estraeteli con attenzione. Se volete svitare le teste o stringerle di più, giratele in senso orario facendo pressione. Per favore, fatelo con molta sensibilità in modo che i tamponi non si rompano.

Pulizia, disinfezione e conservazione

Pulizia manuale

Per favore, puliscimi regolarmente. È davvero alquanto facile:

Rimuovi le mie teste di gomma come descritto in precedenza e pulisci accuratamente tutte le singole parti con un panno umido. Il mio produttore consiglia salviette per la pulizia con alcol isopropilico al 70% o acqua saponata. Non ricompormi finché non sono completamente asciutto.

Se utilizzi altri detergenti o disinfettanti, verifica prima che siano compatibili. In caso contrario, potresti danneggiare il mio aspetto.

La pulizia frequente ha scarso effetto su di me e adoro essere pulito!

Sterilizzazione

NON puoi sterilizzarmi. Mi spezzerei, il che sarebbe triste per entrambi.

Conservazione

Sono un tipo senza pretese. Conservami solo all'asciutto e a temperatura ambiente. Ma non ho nulla contro gli ambienti freschi. Non mi piace l'eccessiva esposizione ai raggi UV e al calore, che può causare lo sbiancamento, la rottura o l'indurimento del mio materiale.

Manutenzione e garanzia

Se alcuni componenti sono danneggiati, puoi ripararli o sostituirli (teste di gomma).

Se mi utilizzi come previsto e segui queste istruzioni per l'uso, la garanzia prevista sui difetti di fabbricazione e dei materiali è di due anni, a partire dalla data di vendita. Sono esclusi evidenti usi impropri e danni accidentali. Quindi, per favore, non usarmi per piantare chiodi nel muro.

Test di controllo e funzionali

Prima dell'uso, controlla che i miei componenti rimovibili (teste di gomma) siano saldamente inseriti. È utile anche un'ispezione visiva per verificare l'assenza di danni e usura.

Smaltimento

Puoi smaltirmi solo in conformità con le linee guida locali/regionali/internazionali.

Avvertenza per l'utilizzatore e/o il paziente

Tutti gli incidenti gravi associati a me devono essere segnalati a DocCheck Steam GmbH all'indirizzo qm@docchecksteam.com e all'autorità competente dello Stato membro.

Produttore

DocCheck Steam GmbH
Vogelsanger Str. 66, 50823 Colonia, Germania
doccheckshop.eu/more/doccheck-things/

Spiegazione dei simboli



Dispositivo medico



Marchatura CE



Dati del produttore (indirizzo)



Data di produzione



Codice articolo



Lotto



Privo di lattice/contiene gomma naturale




Chip NFC



Il mio eroe
doccheck.com

Clôppe

Gebruiksaanwijzing



Mijn doel

Ik, Clôppe, ben alleen bedoeld om te worden gebruikt door professionele zorgverleners voor medische diagnose. Ik ben een diagnostisch instrument voor percussie (medisch tikken) en voor het triggeren van reflexen. En ja, ik ben herbruikbaar.

Onbeoogd gebruik

Als je mij anders gebruikt dan beschreven in deze handleiding, op een manier die niet overeenkomt met mijn doel, dan is mijn fabrikant niet aansprakelijk voor schade als gevolg van dit oneigenlijk gebruik. In dat geval draag jij als gebruiker het risico. Wees dus voorzichtig!

Gebruik

Je slaat me losjes zwaaiend vanuit de pols met een van de twee hamerkoppen op de corresponderende pees of het periost waar de pees in uitstraalt.

Sla voorzichtig en niet te hard. Dit veroorzaakt een reflexcontractie, dwz een contractie van de betreffende spier. Maar ik heb ook een tweede rol! Zoals je kunt zien, loop ik taps toe aan de onderkant van het handvat.

Met deze punt kun je de Babinski-reflex op de voetzool controleren.


Belangrijk veiligheidsadvies

Vanwege mijn kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt (rubberen koppen), moet je mij niet in de handen van kinderen onder de 3 jaar geven! Geloof me, peuters houden ervan om aan mijn mooie rubberen koppen te knabbelen.

Materialen

Ik heb zo'n mooie vorm omdat ik helemaal van aluminium ben. Er zit een kleine NFC chip in mijn lichaam die is bedekt door een plastic capsule. Mijn rubberen koppen zijn gemaakt van siliconen.

De hamerkoppen verwijderen of vervangen



Mijn rubber buffers worden op hun plaats gehouden door een schroefverbinding. Als u ze wilt verwijderen, draait u ze tegen de wijzers van de klok in en trekt u ze er voorzichtig uit. Als u de koppen wilt losdraaien of vaster wilt draaien, draait u ze met druk met de klok mee. Doe dit met veel gevoel, zodat de buffers niet afbreken.

Reiniging, desinfectie en opslag

Handmatige reiniging

Maak me alsjeblieft regelmatig schoon. Het is echt heel eenvoudig:

Verwijder mijn rubberen koppen zoals eerder beschreven en veeg al mijn afzonderlijke onderdelen grondig af met een vochtige doek. Mijn fabrikant raadt reinigingsdoekjes aan met 70% isopropylalcohol of zeepachtig water. Zet me alsjeblieft pas weer in elkaar als ik helemaal droog ben.

Als je andere reinigings- of desinfectiemiddelen gebruikt, test dan eerst of ze compatibel zijn, anders kun je mijn mooie uiterlijk beschadigen.

Regelmatig reinigen heeft weinig effect op mij, en ik vind het heerlijk om schoon te zijn!

Sterilisatie

Je kunt me NIET steriliseren. Ik breek dan, wat voor ons allebei triest zou zijn.

Opslag

Ik ben niet zo veeleisend. Bewaar me gewoon droog en op kamertemperatuur. Maar ik heb ook niets tegen koele ruimtes. Ik hou niet van overmatige UV-blootstelling en hitte, wat ertoe kan leiden dat mijn materiaal gebleekt, broos of hard wordt.

Onderhoud en garantie

Als er onderdelen van mij beschadigd zijn, kun je ze repareren of vervangen (rubberen koppen).

Als je mij gebruikt zoals bedoeld en deze gebruiksaanwijzing volgt, bedraagt de garantie op fabricage- en materiaalfouten twee jaar vanaf de verkoopdatum.

Duidelijk misbruik en onopzettelijke schade zijn uitgesloten. Dus gebruik me alsjeblieft niet om spijkers in de muur te slaan.

Controle en functionele tests

Controleer voor gebruik of mijn verwijderbare onderdelen (rubberen koppen) stevig vastzitten. Ook een visuele inspectie op beschadigingen en slijtage is handig.

Verwijdering

Gooi me alleen weg in overeenstemming met lokale/regionale/internationale richtlijnen.

Opmerking voor de gebruiker en/of patiënt

Alle ernstige incidenten die verband houden met mij moeten worden gemeld aan DocCheck Steam GmbH via qm@docchecksteam.com en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat.

Fabrikant

DocCheck Steam GmbH
Vogelsanger Str. 66, 50823 Keulen, Duitsland
doccheckshop.nl/meer/doccheck-things/
doccheckshop.be/meer/doccheck-things/

Verklaring van symbolen



Medisch product



CE-markering



Gegevens fabrikant (adres)



Productiedatum



Artikelnummer



Lot



Geen latex/natuurlijk rubbergehalte



NFC-chip



Mijn held
doccheck.com